



CQ Radiodiagnóstico



Controle de qualidade em Radiodiagnóstico Contato Tela-Filme modelos: C-10 (Convencional) e M-10 (mamografia)

Uso indicado: Avaliar contato entre o ecran e o filme, e também verificar as condições da tela intensificadora (ecran).

Características:

O dispositivo de teste é constituído por uma rede metálica de 3 fios/cm (radiologia convencional) e 17 fios/cm (mamografia) prensada por duas folhas de poliestireno.

Especificações Técnicas:

Tela-Filme Convencional

- **Peso:** 690g
- **Dimensões:** 265 x 370mm
- **Garantia:** 02 (dois) anos contra defeitos de fabricação
- **Origem:** Produto nacional
- **Itens inclusos:**
 - Contato Tela-Filme Convencional
 - Manual de instruções
 - Certificado de garantia

Tela-Filme Mamografia

- **Peso:** 460g
- **Dimensões:** 295 x 330mm
- **Garantia:** 02 (dois) anos contra defeitos de fabricação
- **Origem:** Produto nacional
- **Itens inclusos:**
 - Contato Tela-Filme Mamografia
 - Manual de instruções
 - Certificado de garantia